

	Plaquette du sachet de prelevement	Ref : C2-INS03	Version : 4
		Application : 2023-03-13	Page 1 sur 1

 Ordre de prélèvement des tubes				
Tube citraté	Tube serum	Tube Hépariné	Tube EDTA	Tube Fluoré
TP, TCA, INR, D DIMERES	Sérologie: Toxo, Rubéole, BW, EBV, ASLO, HIV, Hépatite A, B, C...	Bilan lipidique Iono: Na, K, Cl, RA	NF, VS, Plaquettes, réticulocytes	Glycémie
Fibrinogène	Allergie: Phadiatop, RAST, IgE.	Chimie: Urée, Créat AU, CA, MG, PHOS TGO, TGP, GGT, PAL, CRP, Ferritine, Troponine ...	Groupe Sanguin, RAI	
AT3	Electrophorèse, Immuno-typage	Hapto, Transferrine, Ig G, IgA, IgM, BNP,	HBa1 C	
ANTI XA (Prélever 4 heures après l'injection et préciser la spécialité utilisée)	VITAMINES B12, FOLATES VITAMINE D	BHCG, FSH, LH, Prolactine, Progestérone, Estradiol, T3, T4, TSH	 C2-INS03 V 4	
		PSAt et PSA Libre, ACE AFP, CA153, CA199, CA125		

Rédigé par	Validé par	Approuvé par
GOURBIN LYDIE	GOURBIN LYDIE	LESKE Anne-Claire
	2023-03-02	2023-03-09